



Tube Connector

Tube Connectors/Tube Joints/Luer Connectors/Adapter Connectors
Stopcocks/Check Valves/Filters/Accessories/Bottle Caps

2025.05 版

NEW PRODUCTS

メンブレンの耐薬品性データ

○ : 良好 △ : ご使用前のテストをお勧めします
× : 不適 - : データ無し

Chemical			PTFE	PVDF	NY	PES	CA
酸	酢酸 25%	Acetic acid 25%	○	○	○	○	○
	ギ酸 25%	Formic acid 25%	○	-	×	-	△
	塩酸 25%	Hydrogen acid 25%	○	○	×	○	×
	硝酸 25%	Nitric acid 25%	○	○	×	○	×
	リン酸 25%	Phosphoric acid 25%	○	-	×	-	○
	硫酸 25%	Sulfuric acid 25%	○	○	×	○	○
	トリクロロ酢酸 10%	Trichloroacetic acid 10%	○	-	×	-	○
アルコール	ベンジルアルコール	Benzyl alcohol	○	○	○	-	△
	ブタノール	Butanol	○	○	○	○	○
	エタノール 70%	Ethanol 70%	○	○	△	○	○
	グリセリン	Glycerin	○	○	○	○	○
	イソプロピルアルコール	Isopropyl alcohol	○	○	○	○	○
	メタノール 98%	Methanol 98%	○	○	○	○	○
酸アミド	アセトニトリル	Acetonitrile	○	○	○	△	-
	アニリン	Aniline	○	-	-	-	×
	ピリジン	Pyridine	○	×	○	×	×
	トリエタノールアミン	Triethanolamine	○	-	○	-	-
脂質	酢酸セロソルブ	Cellosolve acetate	○	-	-	×	-
	酢酸エチル	Ethyl acetate	○	○	○	×	△
	ミリスチン酸イソプロピル	Isopropyl myristate	○	-	○	×	-
	メチルセロソルブ	Methyl cellosolve	○	-	-	×	×
	酢酸n-ブチル	n-Butyl acetate	○	×	○	×	-
	酢酸プロピル	Propyl acetate	○	×	○	×	-
ケトン	アセトン	Acetone	○	×	○	×	×
	シクロヘキサノン	Cyclohexanone	○	×	○	×	×
	メチルエチルケトン	Methyl ethyl ketone	○	△	○	×	△
	メチルイソブチルケトン	Methyl isobutyl ketone	○	△	-	×	-
有機過酸化物	ジメチルスルホキシド	Dimethyl sulfoxide	○	×	○	×	-
	ジオキサン	Dioxane	○	△	○	×	×
	イソプロピルエーテル	Isopropyl ether	○	○	-	○	○
	テトラヒドロフラン	Tetrahydrofuran	○	△	○	×	×
その他	ホルムアルデヒド溶液 30%	Formaldehyde solution 30%	○	○	○	○	○
	過酸化水素	Hydrogen peroxide	○	-	○	-	○
	フェノール溶液 10%	Phenol solution 10%	○	△	-	×	×
	シリコンオイル	Silicone oil	○	○	-	○	○